


湿度分析仪

快速准确地测定纸，纸板，纺织品，食品等样办中的湿度，也可在实验室作为多用途的电子秤使用



“Data in Real Time...”



二种功能的电子秤 (直接称重和湿度的%比)，操作简单，自动完成测试.快速测试，可靠及高精度的测试结果，完全再现性测试. 测试结果可以用湿度%，干重%或直接的重量来形象显示。

也可在实验室作为高精度的电子秤来直接测重使用。

特性:

- ❑ 直接作为电子秤的容量： 50 g
- ❑ 读数精度： 0.001g
- ❑ 读数准确度为0.1至0.5%(决定于样办的重量及其成份)
- ❑ 石英卤素技术
- ❑ 加热内腔的尺寸： 120 x 120 x 20 mm
- ❑ 全部皮重的测量范围tare in all its capacity
- ❑ 样办最小重量： 2 g
- ❑ 测试周期： 2- 20分钟
- ❑ 测试完成后，间隔 5 至 20秒，可进行下一次测试。
- ❑ 湿度精度： 0.01%
- ❑ 加热温度范围： 50-160°C
- ❑ 自动校正加热温度
- ❑ 电子秤的称盘尺寸：直径90mm
- ❑ RS-232数据接口

备注：与LYNX软件-全面质量测试管理系统兼容 (WINDOWS XP-VISTA操作系统)

* LYNX 是由 TECHLAB SYSTEMS S.L. 开发的软件。

连接：
 电源： 115 至 230 V, 50 或 60 Hz
 尺寸和重量：
 尺寸： 170 x 300 x 180 mm (W x D x H)
 运输包装： 300 x 440 x 300 mm (W x D x H)
 重量（净重/毛重）： 7,5 Kg / 10 Kg

交付包括：
 > 湿度分析仪 STH-50

