

定量天平

用于测定纸, 纸板...的定量 (克重/平方米)



精确的电子天平, 数显直接读取结果:

* 实际称重:

- 最大量程: 150 g.
- 读数精度: 0.01 g.

* 定量:

- 量程: 15.000 g / m²
- 读数精度: 1 g / m²

提供一模板用于切取 100 x 100 mm 的样办. 通过键盘输入计算出卷筒纸的定量. 根据定量可以知道整筒纸的重量和长度. (没有 RS-232 输出接口)