


精密天平

用于实验室精确地称重

兼营 LYNX 软件



“实时显示...”



- 测量时间 (标准型): 2 秒
- 耐环境, 防风罩
- 四重智能数字滤波
- 净重: 约4 磅.
- 10 种重量单位可选择:
G; ct; lb; ozt; oz; NG; dwt; tlc; mom; pcs
- 可连接电脑, 使用 AC 220 V 变压器
- RS-232 接口
- 生产符合 ISO 9001 质量
- CE 安全标识

特性:

代码	型号	量程 (g)	可读性 (g)	重复性精度 (g)	称盆尺寸 (mm)
6808	S-603	200	0.001	0.001	114 Ø