


白度/不透明度/反射度测定仪

Photovolt 光电反射计能按照 **ASTM –TAPPI** 等标准测定纸，纸板，布料，陶瓷等的白度和不透明性。

与 **LYNX** 兼容



“数据实时显示...”



型号 **577-A** 通过Photovolt任何一种标准感应组件，可直接读取样办的反射度百分比。

不象以前的型号，型号为 **577-A** 当更换感应组件或滤镜时，只要按一个单键即可自动重新调整系统配置参数。其它的特性如下：

- 自动增益控制
- 外置电源
- 符合**CE**-安全标准
- 暗电流(黑洞) 贮存, 三色刺激
- 校正反射系数存储达三刺激值
- 标准记忆体可储存三刺激值.
- “**Hold**” 键，读数锁定功能
- **ON/OFF**指示灯

操作简单, 不仅在实验室，就是在生产线上相当精确。

可选配件:

- 产品代码-6870 – RS-232接口
- 产品代码-6810 – 白度测量的“W” 感应头 (使用三色滤镜)
- 产品代码-6813 – 不透明度“Y” 感应头
- 产品代码-6812 - 白度 71-75 %标准样品
- 产品代码-6814 – 白度 76-80%标样
- 产品代码-6815 – 白度81-85 %标样
- 产品代码-6816 – 白度 86-90 %标样

电源: 110-120 VAC / 220-240 VAC 50-60Hz

变压器输出: 0 ~ 1伏特直流

产品尺寸:127 x 254 x 305mm (高 x 宽 x 长)

重量: 5 Kg