


烤箱

采用强制空气循环的方式，用于在实验室进行的环境，干燥，老化寿命等测试



基本烤炉



基本工艺,价格适中.
 数字式时钟定时器: 99 小时., 59 分.
 双重温控保护, 入口空气预热

- 内腔使用 1.4301 不锈钢
- 型号 400 以上的配 1 个有孔的烤盘, 型号 400 和 800 的配 2 个带孔的烤盘
- 外壳: 磨纹钢 - 内侧: 镀锌钢
- 型号 600(2 个门)开始, 门处的不锈钢完全与内炉隔绝。
- 通风: 按照流入新鲜空气的比例进行预热
- 安全温控器调节烤箱内的温度(TWW-DIN 12880)

型号	400	500	600	700	800
内腔容量liters	53	108	256	416	748
内腔宽 (mm)	400	560	800	1040	1040
内腔高 (mm)	400	480	640	800	1200
内腔深 (mm)	330	400	500	500	600
已包烤盘 / 最多可放烤盘	2 / 4	2 / 5	2 / 7	2 / 9	2 / 14
产品外长 (mm)	550	710	950	1190	1190
产品外高 (mm)	680	760	920	1080	1605
产品宽 (mm)	480	550	650	650	750
加热时功率 (W)	1400	2000	2400	4000	4800
电源 50/60 Hz (V)	230	230	230	400F+N	400 F+N
净重 (Kg)	35	50	87	121	164
毛重 (Kg)	42	63	107	139	224
产品包装 - 长 (mm)	670	820	1100	1340	1320
产品包装 - 高 (mm)	780	970	1140	1310	1840
运输包装 - 宽 (mm)	630	670	840	850	910