

双刃切刀

用于纸张取办,快速一次性切出长**260mm**固定宽度的样办. 配有用钢制作的一固定刀片和二把可移动刀片.

符合标准: ISO 1924 – SCAN P38 – TAPPI...



Code: T-3159 - 精密的双刃切刀

- 所切宽度可选: 10 - 12.7 - 15 - 20 或 25.4mm
- 产品尺寸: 455 x 285 x 270 mm (长 x 宽 x 高)
- 净重: 8 Kg

Code: T-3161 - 精密的双刃切刀

- 所切宽度: 50 mm
- 产品尺寸: 455 x 285 x 270 mm (长 x 宽 x 高)
- 净重: 10 Kg

切样之前把符合要求的固定宽度的组刀安装于导轨端, 夹紧以确保达到所需精度.

配有机玻璃罩防护, 避免切样时操作者把手伸到切刀和刀座之间.