

## 木片筛分仪 CC-100




用于快速，可重复筛选及分析木片。

符合标准： TAPPI UM 21 - SCAN CM 40:88

### 测试描述：

木片筛 **CC-100**就是把标准尺寸的筛网安放在指定频率摇动的机械装置上，快速、可重复地对生产化学浆或机械浆的木片的尺寸和厚度进行准确的筛分。

把已称好总重的样办放在仪器最上层筛网上，仪器会按指定的频率在水平方向振动，然后木片会从最上层的筛网依次穿过各个筛网（不同直径的筛孔和宽度的狭长槽），收集各筛网上的木片，并称重就可以计算出不同尺寸木片占总样品的%。

-  木片质量优化工具
-  改善纸浆质量
-  结构牢固

### 规格

- 定时器： 15 分钟（旋转指针式）
- 安放： 支架安放，不需要在地面用螺丝紧固
- 重量： 筛分网盘
  - 圆孔的 每个 2.5 至 3.5 kg
  - 条型槽的 每个 3.5 to 4.5 kg

基架重 60 kg

- 可选项： 数字天平

配有尘埃收集板和 5 个标准的筛网如下：

- 第 1 站：直径为 45 mm (1,77")圆孔，其三角间距 60mm (2,36")
- 第 2 站： 10 mm (.393") 宽的狭长槽。
- 第 3 站： 8 mm (.315") 宽的狭长槽
- 第 4 站：直径为 7 mm (.276") 的圆孔，其三角间距为 8.5 mm (.335")
- 第 5 站：直径为 3 mm (.118") 的圆孔，其三角间距为 8 mm (.315")
- 第 6 站：尘埃收集板





有下列其它尺寸的筛网提供:

圆孔筛盘		
1/8	1 1/8"	3 mm
3/16	1 1/4"	5 mm
1/4"	1 3/8"	7 mm
3/8"	1 1/2"	11 mm
1/2"	1 5/8"	15 mm
5/8"	1 3/4"	16 mm
3/4"	1 7/8"	30 mm
7/8"	2"	45 mm
1"		
条形槽筛盘		
2 mm	5 mm	8 mm
3 mm	6 mm	9 mm
4 mm	7 mm	10 mm

**连接:**

电源: 110 V 或 220 V 单相 50 或 60 Hz 0.18 Kw

**尺寸和重量:**

产品尺寸: 635 mm x 625 mm x 1003 mm (长 x 宽 x 高)

运输包装: 1000 x 1000 x 1750 mm (长 x 宽 x 高)

净重/毛重: 70 Kg / 140 Kg

**交付包括:**

> 木片筛分仪

配支架和驱动装置

> 底部的尘埃收集板

> 5 个标准的筛板

