

标准抄纸机

用于实验室纸的抄造

符合标准: ISO 5269/2 - DIN 54.358 parte 1 - UNE 57.042/2 - NF Q 50.002.

为了提前了解纸，纸板及类似材料的物理，机械和光学方面的特性，就得在模拟条件下，按一定的顺序快速可靠地进行抄造。

该设备具有：

- 底座与成形器连通
- 带金属筛网的栅格
- 成形器罩为透明朔料。
圆形的成形容器与圆形栅格适用
- 管吸气系统。

标准的配件，具有严格的特性：

- 搅拌器 (图.1)
- 伏辊 (图.2)
- 换金属筛网的工具 (图.3)



图.1



图.2



图.3

有效直径216 mm



Height (m)	Width (m)	Depth (m)	Weigh (kg)
1.35	0.45	0.86	67