


## 纸样压榨机

用于压榨 **FH.01** 抄纸机抄样后的湿纸样。



手动操作，液压式压榨机

圆形上压板，可侧面移开，容易取放样办

- 最大容量：**5 Kg/cm<sup>2</sup>**
- 手动泵
- 直径**215mm**的纸板
- 方便控制压力的压力计

连接:

尺寸和重量:

产品尺寸: 400 x 560 x 460 mm (W x D x H)

运输包装尺寸: 550 x 650 x 550 mm (W x D x H)

净重/毛重: 65 Kg / 87 Kg

交付包括:

> 液压手动纸压榨机

