

快速纸样干燥器

用于快速干燥湿的纸纤维或纸样，然后测定干燥重量或湿度。



- ✚ 快速干燥湿纸页
- ✚ 长方形干燥盘
- ✚ 通过一个光滑专用的盘(不锈钢)来进行均匀的热传导
- ✚ 积分自动温控器 控制温度
- ✚ 可选温度：室温至 **+180°C**

用于干燥纤维或纸页，然后测定打浆后纤维团的湿度，修正参数后的再测量。也可用于实验室纸页抄取后的干燥。

- 下压板有金属丝布的条纹，有利于加热时让蒸汽排出。
- 过热保护功能。
- 带指示灯的开关。
- 二个平的加热元件同时加热上和下二块压板。
- 盘的尺寸：**250 x 300mm**。
- 温度范围： 可调宽范围至最大+ **180 °C +/- 10°C**。
- 加热元件：平的加热元件，单相电源 **220 V**，上、下压板各 **400W**。
- 供给电源：**220 V** 单相，**50 Hz / 800W**

连接:

电源： 230 V, 单相 50 或 60Hz

重量和尺寸:

净重/毛重: 18 Kg / 28 Kg

产品尺寸: 350 x 300 x 180 mm (长 x 宽 x 高)

运输包装: 600 x 600 x 400 mm (长 x 宽 x 高)

交付包括:

> 快速干燥器